



NYDA[®] plus

Szanowni Rodzice,

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, ponieważ zawiera ona istotne informacje, które powinny być przestrzegane w trakcie stosowania tego wyrobu medycznego. W razie dodatkowych pytań należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Instrukcja użycia

Skład:

92% Dimetykon, trójglicerydy średniołańcuchowe, воск jojoba.

Wskazania:

Preparat NYDA[®] plus jest stosowany do fizykalnego usuwania wszy (*Pediculus capitis*) z włosów na głowie. Prawidłowo zastosowany preparat NYDA[®] plus jest również skuteczny wobec nimf (larw) i jaj (gnid).

Sposób działania:

Preparat NYDA[®] plus nie zawiera żadnych neurotoksycznych środków owadobójczych. Roztwór wnika głęboko do układu oddechowego wszy, nimf (larw) i jaj (gnid), prowadząc do ich uduszenia. Ponieważ mechanizm działania opiera się na efekcie fizycznym, jest mało prawdopodobne, że u wszy rozwinie się oporność na niniejszy preparat.

Przeciwwskazania:

Preparatu NYDA[®] plus nie należy stosować u osób ze znaną nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. W przypadku wystąpienia skórnych reakcji alergicznych stosowanie preparatu NYDA[®] plus należy przerwać jak najszybciej.

Nie należy stosować preparatu NYDA[®] plus u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz u dzieci poniżej 2. roku życia z uwagi na brak doświadczeń w stosowaniu preparatu w tych grupach pacjentów.

Ostrzeżenia:

- Preparat NYDA[®] plus jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Podczas stosowania preparatu NYDA[®] plus należy uważać, aby roztwór nie dostał się do oczu lub nie wszedł w kontakt z błonami śluzowymi (nosa lub gardła). W razie przypadkowego kontaktu preparatu z oczami, należy płukać je dużą ilością wody przez 10–15 minut. Jeśli podrażnienie się utrzymuje, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Należy unikać wdychania preparatu NYDA[®] plus.
- Preparat NYDA[®] plus może reagować z niektórymi kosmetykami do pielęgnacji i koloryzacji włosów.
- Ponieważ niektóre składniki preparatu NYDA[®] plus są łatwopalne, nie należy stosować go w pobliżu otwartego ognia i potencjalnych źródeł zapłonu, w tym suszarek do włosów. Preparat NYDA[®] plus należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, a w czasie stosowania preparatu nie należy palić tytoniu.
- Jeśli dojdzie do przypadkowego rozlania preparatu NYDA[®] plus, istnieje ryzyko poślizgnięcia. Dlatego rozlany preparat należy jak najszybciej wytrzeć.

Działania niepożądane:

W rzadkich przypadkach składniki tego preparatu mogą wywołać skórne reakcje alergiczne. Objawiają się one stanem zapalnym, obrzękiem, zaczerwienieniem lub wysypką.

Wskazówki stosowania:

Aby skutecznie zwalczyć wszawicę głowy, należy przestrzegać poniższych instrukcji.

Jak stosować preparat NYDA[®] plus:

Przed pierwszym użyciem preparatu NYDA[®] plus należy nakręcić na butelkę dołączony aplikator. W tym celu należy zdjąć nakrętkę z butelki i dokładnie przykręcić aplikator. Aby zamknąć butelkę po użyciu preparatu, należy odkręcić aplikator i umieścić go z powrotem w opakowaniu, a na butelkę nałożyć nakrętkę.

Przed zastosowaniem preparatu NYDA[®] plus:

Należy skontrolować włosy na głowie wszystkich członków rodziny pod kątem wszawicy za pomocą grzebienia NYDA[®]. Aby zapobiec ponownemu pojawieniu się wszy, wszystkie osoby, u których stwierdzono ich obecność należy poddać kuracji tego samego dnia. Przed zabiegiem można rozczesać splecione włosy zwykłym grzebieniem. Grzebień ten należy po użyciu dokładnie umyć.

 0482

 Numer serii

 Termin ważności

 Wytwórca



Nie stosować w pobliżu otwartego ognia, nie palić tytoniu w trakcie stosowania.

Zabieg odwyszawiania za pomocą preparatu NYDA® plus:



1. Nałóż preparat NYDA® plus na suche włosy za pomocą aplikatora i wmasuj roztwór we włosy.

Weź butelkę z preparatem i umieść aplikator w lekko ukośnej pozycji w centralnym punkcie środkowej linii włosów. Przesuwaj ostrożnie aplikator wzdłuż owłosionej skóry włosów kierując się do dołu.

Wskazówka: przy aplikacji na okolicę czoła i skroni zaleca się przechylenie karku, aby nie dopuścić do kontaktu preparatu z oczami. Powtarzać procedurę do momentu, aż całe włosy zostaną pokryte preparatem NYDA® plus.

Wmasuj roztwór we włosy aż do ich całkowitego zwilżenia roztworem. Do rozprowadzenia preparatu można zastosować na przykład grzebień NYDA®. Da to pewność, że wszystkie wszy, nimfy (larwy) i jaja (gnidy) wejdą w kontakt z roztworem, a produkt będzie działał z optymalną skutecznością. Potrzebna ilość preparatu NYDA® plus jest uzależniona od grubości i długości włosów. Upewnij się, że włosy przy samej skórze oraz za uszami zostały dokładnie pokryte preparatem NYDA® plus, gdyż są to miejsca, w których bytuje największa liczba wszy i gniid. Pozostaw preparat NYDA® plus na włosach przez 1 godzinę.



2. Nie zmywaj preparatu! Pozwól, aby preparat NYDA® plus działał we włosach przez 1 godzinę.

Jaja wszy (gnidy) są bardzo żywotne i szczególnie trudne do usunięcia. Dlatego też należy pozostawić preparat NYDA® plus na włosach przez 1 godzinę, tak aby nawet odporne jaja (gnidy) zostały uduszone.



3. Po 1 godzinie możesz starannie wycesać włosy za pomocą grzebienia NYDA®.

Po upływie godziny możesz starannie wycesać włosy za pomocą grzebienia NYDA®, aby usunąć uduszone wszy. Preparat NYDA® plus ułatwia wyczesywanie, ponieważ zawiera specjalne składniki, które powodują, że nawet długie włosy stają się bardzo łatwe do rozczesania.

Jak prawidłowo używać grzebienia NYDA®?

Rozdziel włosy na głowie na kilka części, a każdą z nich podziel na cienkie pasma.

Czesz każde pasmo osobno, rozpoczynając jak najbliżej skóry, tj. czesząc od nasady do końcówek włosów. Zepnij razem poszczególne pasma włosów, wyczesane za pomocą grzebienia NYDA®. Przed czesaniem następnego pasma włosów oczyść grzebień NYDA® papierową chusteczką.

Ważne: Grzebień NYDA® trzymaj tak, aby strona z napisami zwrócona była w stronę głowy.



4. Umyj włosy normalnym, komercyjnie dostępnym szamponem.

Po 1 godzinie można zmyć preparat NYDA® plus za pomocą zwykłego szamponu. Ewentualne resztki roztworu, które pozostały na włosach po pierwszym myciu bez problemu dają się usunąć w trakcie kolejnego mycia włosów.



5. Kontrola skuteczności zabiegu

W każdym przypadku wynik zabiegu należy sprawdzić po 8–10 dniach. Jeśli to konieczne, aplikację preparatu należy powtórzyć w sposób opisany powyżej. Zabieg z użyciem preparatu NYDA® plus jest bezpieczny i można go powtarzać wielokrotnie.

Instrukcje dotyczące przechowywania:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Nie stosować preparatu NYDA® plus po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Wyroby medyczne przechowywać w bezpiecznym miejscu!

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!



Nie stosować w pobliżu otwartego ognia, nie palić tytoniu w trakcie stosowania.

Ponieważ niektóre składniki preparatu NYDA® plus są łatwopalne, nie należy stosować go w pobliżu otwartego ognia i potencjalnych źródeł zapłonu, w tym suszarek do włosów. Preparat NYDA® plus należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, a w czasie stosowania preparatu nie należy palić tytoniu.

Dystrybutor w Polsce:
SiroScan Sp. z o.o.
ul. Poselska 11
03-931 Warszawa
www.nyda.pl



G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Strasse 11
25551 Hohenlockstedt
Niemcy
www.nyda.com

POHL BOSKAMP 

Data zatwierdzenia instrukcji: październik 2015